

Protease Inhibitor Cocktail Tablets Mini, EDTA-free

蛋白酶抑制剂 Cocktail (不含 EDTA, mini 片剂)

产品描述

内源蛋白的产生和降解一般都维持在一个平衡状态, 因此在稳定的环境因素下细胞内的蛋白含量也是稳定的。但是在体外研究中, 蛋白合成过程终止, 而降解大大增强, 从而影响蛋白得率。因此我们建议使用多种小分子组成的抑制剂混合物来抑制蛋白酶的功能, 阻止蛋白降解情况的发生。通常来讲, 蛋白酶抑制剂 Cocktail 应用于哺乳动物裂解液或组织提取液, 用以增加蛋白稳定性。如果没有 Cocktail 保护, 样品中存在的蛋白酶将会降解包括磷酸化蛋白在内的全部蛋白。

SmartBuffers 蛋白酶抑制剂 Cocktail 是含有 5 种广谱蛋白酶抑制剂的混合物, 能有效保护蛋白完整性。

产品组成

产品描述	Cat.No.: PI-0010	Cat. No.: PI-0100
蛋白酶抑制剂 Cocktail (不含 EDTA, mini 片剂)	10 Tablets (1 Tablet for 10mL)	100 Tablets (1 Tablet for 10mL)

组分	靶点	类型
AEBBSF	Serine proteases	Irreversible
Aprotinin	Serine proteases	Reversible
Bestatin	Aminopeptidases	Reversible
E-64	Cysteine proteases	Irreversible
Leupeptin	Serine and cysteine proteases	Reversible

产品优势

- ✓ **水溶片剂:** 储存容易, 使用便捷;
- ✓ **保护全面:** 为所有类型蛋白提供全面的保护, 尤其对于大蛋白保护效果显著强于竞品;
- ✓ **使用安全:** 部分实验室使用 PMSF 而不是蛋白酶抑制剂 Cocktail, 但 PMSF 是剧毒试剂, 吸入或皮肤吸收后有致命危险, 特别是对孕妇危害更大, 而蛋白酶抑制剂 Cocktail 则使用安全。

储存条件

干燥密封条件保存于 2-8°C, 有效期长达 2 年。

注意事项

- 1) 若想加快片剂在溶液中的溶解速度, 可以简短地旋涡振荡。
- 2) 某些 DUB 蛋白酶 (例如 ATAXIN-3) 无法被常见的蛋白酶抑制剂抑制, 例 E-64, AEBBSF, bestatin, leupeptin 和 Aprotinin。
(Reference: Neil D. Rawlings, Guy Salvesen et al. Handbook of Proteolytic Enzymes, Vol.1, 2012).

实验方法

本产品适用于 Western Blot, Co-IP, pull-down, IF, IHC, kinase assay 等实验。

mini 片剂可直接加入到细胞裂解液中, 1 片对应体积为 10 mL。另一种用法是用 1 mL ddH₂O 溶解 1 片 mini 片剂配成 10X 的贮液备用。这种贮液在 2-8°C 可以放置 1 周以上, 在 -20°C 可以放置 4 周以上。溶解时, 简短地旋涡振荡可加速药片溶解。

问题解答

A 解决建议	A 解决建议
蛋白酶抑制剂 Cocktail 能否超规定比例稀释使用?	蛋白酶活性抑制效果和很多因素有关, 如目标蛋白降解的难易程度、蛋白酶的浓度、活性、抑制剂的浓度都会影响最后的保护效果。我们的蛋白酶抑制剂 Cocktail 采用经典浓度配比, 确保对不同类型的蛋白酶都有充分的抑制效果。为了取得最好的保护效果, 使用时应按照规定比例稀释, 这是此类产品的共性。但实际产品里, 不同厂商的标示清楚程度不同, 有些友商的对稀释操作描述不严谨, 很容易产生可以稀释使用的误导, 需要仔细研读, 以免影响实验结果。在部分实验室实际应用中, 也存在对于已知蛋白的成熟操作流程中减量使用 cocktail 的情况, 对于这类应用, SmartBuffers 可对照同类产品的相同比例稀释使用, 可以保证保护效果。
片剂中的辅料是否会影响实验结果?	为使额外组分的影响降至最低, SmartBuffers 蛋白酶抑制剂 Cocktail 片剂采用了优化的配方。此片剂溶解迅速, 不产生气泡, 溶解后完全澄清透明。它可以兼容各种生命科学实验, 包括蛋白结晶和 Co-IP 这样的高要求应用。

蛋白酶抑制剂 Cocktail (不含 EDTA, mini 片剂)

Q 问题	A 解决建议
我应该选择哪种类型的蛋白酶抑制剂 cocktail, 片剂还是溶液?	在选择 cocktail 产品类型的时候我们需要注意一些细节问题。两种类型的产品都含有添加物。片剂中含有若干种公司专利的未经公开的医药成分, 而溶液型产品中含有溶剂成分 DMSO。一般来说这些添加物是不会影响产品效果的。在工业生产中, 溶液型产品较片剂来说需要的加工步骤少, 因而质量好价格低。而片剂产品在储存和运输两个环节具有优势, 片剂能够在 4 度储存而不需要零下 20 度。我们推荐使用溶液型产品, 价格更低, 有效的抑制剂成分含量更高, 便于直接分装。
为什么要用蛋白酶抑制剂 Cocktail?	蛋白酶抑制剂 Cocktail 是低毒, 全面的蛋白保护试剂, 最大限度地保护蛋白, 使其免于被蛋白酶降解。目前生物学研究日渐深入, 更多地将目标锁定为细胞中较为微量的蛋白, 如信号通路蛋白、受体蛋白, 采用 colIP/pull-down 等方法获得样品。对于这些微量的珍贵样品, Cocktail 能取得最佳的保护效果, 比单一的抑制剂 (如 PMSF) 更为可靠。

A 解决建议	A 解决建议
用了 Cocktail, 结果仍然不好是怎么回事?	蛋白酶抑制剂 Cocktail 作用是保护蛋白免受蛋白酶降解威胁, 提高蛋白得率。对于绝大多数蛋白, Cocktail 都有很好的效果。如果还是出现蛋白得率低的情况, 需要谨慎检查实验步骤和方案设计, 最大限度发挥 Cocktail 作用, 减少导致蛋白降解的环节。例如, 细胞处理前, 先将裂解体系完全准备好, 预先加入 Cocktail 并混匀, 将要破碎的细胞, 收集完后或从冰箱中取出后立即加入准备好的裂解液中, 给予蛋白全程保护。
实验中经常用 PMSF 来保护蛋白, 蛋白酶抑制剂 Cocktail 和它比有什么优势?	PMSF 是经典的丝氨酸蛋白酶抑制剂, 以前被广泛应用于细胞裂解纯化蛋白过程。但由于 PMSF 在很多方面存在明显的缺点, 逐步被保护效果更好, 更安全的蛋白酶抑制剂 Cocktail 所取代。PMSF 的毒性较高, 因此在蛋白酶抑制剂中选用 AEBSF 作为其替代品。AEBSF 的半致死量是 2834mg/kg, 而 PMSF 是 200mg/kg, AEBSF 安全域值超过 PMSF 十四倍多, 同时有着相当的抑制效果, 对于很多丝氨酸蛋白酶的抑制比 PMSF 更为迅速。PMSF 的另一个缺点是易降解失效, 它在水溶液中的半衰期是 30min, 在细胞裂解过程中很容易失效。而蛋白酶抑制剂 Cocktail 不但保护更加全面, 而且效果更加持久。