


斑斓缤纷的预染色彩


GenStar彩色预染蛋白Marker




- **品类多样:** 高、中、低分子量范围 Marker 可供选择, 适用性广泛
- **条带分明:** 条带清晰、锐利, 便于指示蛋白位置和大小
- **便于示踪:** 多色预染且 Western 转膜效果好, 利于监测电泳进程及转膜效率
- **使用方便:** 即用型, 无需煮沸、稀释或添加还原剂




Tris-Glycine
4~15%
M201




Tris-Glycine
4~20%
M204




Tris-Glycine
4~20%
M219




Tris-Glycine
4~20%
M221




Tris-Glycine
4~20%
M222




Tris-Glycine
4~20%
M223




Tris-Glycine
4~20%
M225




Tris-Glycine
4~20%
M226




Tris-Glycine
4~20%
M228



Tris-Glycine
4~20%
M229



Tricine
18%
M230



Tris-Glycine
4~15%
M231

GenStar 彩色蛋白 Marker 产品订购指南

产品名称	货号	规格	目录价 (¥)
StarRuler Unstained Protein Marker (10-200kDa) StarRuler 非预染蛋白 Marker (10-200kDa)	M204-01	250 µl	98
	M204-05	250 µl × 5	468
StarBright Color Prestained Protein Marker (11-180kDa) StarBright 荧光彩色预染蛋白 Marker (11-180kDa)	M201-01	250 µl	298
	M201-05	250 µl × 5	1338
	M201-10	250 µl × 10	2398
StarRuler Color Prestained Protein Marker Plus (10-180kDa) StarRuler 彩色预染蛋白 Marker Plus (10-180kDa)	M219-01	250 µl	238
	M219-05	250 µl × 5	1068
	M219-10	250 µl × 10	1898
StarRuler Color Prestained Protein Marker (10-180kDa) StarRuler 彩色预染蛋白 Marker (10-180kDa)	M221-01	250 µl	393
	M221-05	250 µl × 5	1768
	M221-10	250 µl × 10	3143
StarRuler Color Prestained Protein Marker (10-245kDa) StarRuler 彩色预染蛋白 Marker (10-245kDa)	M222-01	250 µl	560
	M222-05	250 µl × 5	2520
	M222-10	250 µl × 10	4480
StarRuler Color Prestained Protein Marker (5-245kDa) StarRuler 彩色预染蛋白 Marker (5-245kDa)	M223-01	250 µl	580
	M223-05	250 µl × 5	2610
	M223-10	250 µl × 10	4640
StarRuler Color Prestained Protein Marker (10-270kDa) StarRuler 彩色预染蛋白 Marker (10-270kDa)	M225-01	250 µl	510
	M225-05	250 µl × 5	2298
	M225-10	250 µl × 10	4086
StarRuler Color Prestained Protein Marker (10-310kDa) StarRuler 彩色预染蛋白 Marker (10-310kDa)	M226-01	250 µl	650
	M226-05	250 µl × 5	2925
	M226-10	250 µl × 10	5200
StarRuler Color Prestained Protein Marker (10-250kDa) StarRuler 彩色预染蛋白 Marker (10-250kDa)	M228-01	250 µl	338
	M228-05	250 µl × 5	1368
	M228-10	250 µl × 10	2468
StarRuler Color Prestained Protein Marker (15-150kDa) StarRuler 彩色预染蛋白 Marker (15-150kDa)	M229-01	250 µl	238
	M229-05	250 µl × 5	1068
	M229-10	250 µl × 10	1898
StarRuler Color Low Range Protein Marker (2.7-40kDa) StarRuler 彩色低分子量预染蛋白 Marker (2.7-40kDa)	M230-01	250 µl	638
	M230-05	250 µl × 5	2998
	M230-10	250 µl × 10	5598
StarRuler Color Prestained Protein Marker (8-180kDa) StarRuler 彩色预染蛋白 Marker (8-180kDa)	M231-01	250 µl	298
	M231-05	250 µl × 5	1538
	M231-10	250 µl × 10	2798



北京康润诚业生物科技有限公司

Add: 北京市昌平区中关村生命科学园生命园路8号院一区9号楼A座5层 102206

Tel: 400-666-3332

E-mail: tech.service@gene-star.com

Web: www.gene-star.com



GenStar