

## Tris-Glycine-SDS Running buffer (TGS) , Tris-甘氨酸-SDS 缓冲液

### Features 产品特点:

- ✓ 精准: 精准预设 pH, 准确定量
- ✓ 快速: 秒配溶液, 溶解仅需 30 秒
- ✓ 专业: 专利生产工艺, 真正完全混合均匀, GMP 标准, 全程可溯源化
- ✓ 优质: 优异的重复性, 良好的批间差
- ✓ 稳定: 室温下密封保存长达 3 年

### Description 产品描述:

Tris-甘氨酸-SDS 电泳缓冲液是用于蛋白变性聚丙烯酰胺凝胶电泳实验 (SDS-PAGE) 中的缓冲试剂。

使用正确的缓冲液, 优化蛋白分离效果。

得到一致的, 便捷和高品质的结果

速溶颗粒剂是通过便捷的方式, 来确保高品质的, 一致性的电泳结果。所有的缓冲液都用高纯度试剂配制, 并经过严格的质量控制。

### Preparation 使用说明:

SmartBuffers® Tris-甘氨酸-SDS 缓冲液速溶颗粒剂可以方便快捷制备 1X Tris-甘氨酸-SDS 缓冲液水溶液。将 Tris-甘氨酸-SDS 缓冲液速溶颗粒剂溶于 1 升去离子水中至完全溶解即可生成 25mM Tris, 192 mM 甘氨酸, 0.1%SDS, 在 25°C 时 pH 为 8.3。

如有需要, 也可配制所需的浓缩储备液 (例如:加入 100mL 去离子水中完全溶解即可制备 10X 的 Tris-甘氨酸-SDS 缓冲液浓缩液)。

### Storage and stability 存储及效期:

室温 (2-30°C) 避光干燥密封保存及运输, 有效期长达 3 年。

### 技术参数:

Specifications	Tris-甘氨酸-SDS 缓冲液
Grade 产品等级	Biology Grade 生物级
Format 产品性状	Exactly premixed Instant Granules 速溶颗粒剂
Composition 产品成分	25mM Tris, 192 mM 甘氨酸, 0.1%SDS
Volume 对应体积	1L/Pouch, 25Kg/Pack
pH(@25°C)	8.30 ± 0.20
Shelf life 效期	Three years after production date

### Product information 产品信息:

目录编号 Article No..	产品名称 Product Name	包装规格 Pack Size	对应体积 Solution Vol.
TGS-2050	Tris-甘氨酸-SDS Instant Granules 速溶颗粒剂	100 Pouches	1 L/pouch
TGS-2050-X	Tris-甘氨酸-SDS Instant Granules 速溶颗粒剂	25 Kg*	

\*Industrial Pack 工业定制化大包装

