qPCR封板膜系列

qPCR Sealing Films

高透光 · 贴合紧密 · 操作便捷

适用于常规 PCR / qPCR 封板应用




洁净与耐温

Clean Manufacturing & Temperature Resistance

万级净化车间生产

无酶 · 无热原



耐温性能

适用于 PCR / qPCR 热循环封板。

SEAC-F002

压敏膜

−80 ℃～120 ℃

SEAC-F001 / F003

自粘膜

−20 ℃～120 ℃

光学与密封

Optical & Sealing Performance

高透光 · 光学兼容

低自发荧光，减少材料本底对荧光读取的干扰。



透光率参考

≥92%

SEAC-F001 / F003

粘性款

≥94%

SEAC-F002


压敏款

贴合紧密，减少蒸发

密封反应板孔口，减少热循环中的样本蒸发，
降低孔间交叉污染风险。

选型与订购


Selection & Ordering



SEAC-F001

粘性款

自带粘性，
对齐后压实贴合。



SEAC-F002

压敏款

揭去背衬后无初粘，
均匀施压后贴合。



SEAC-F003

粘性款 · 无胶花

自粘封板，
膜面无胶花。

100 张 / 盒

三款规格一致

¥1,376 / 盒

目录价

96孔 / 384孔 · 自动化封板

适配 PCR / qPCR 反应板及高通量实验流程。
具体适配以板型与设备要求为准。

广州海岸生物科技有限公司

020-38829100 | 15899963305